

# 3PU forklæde

## 3PU Apron™

3PU forklædet er et halvdækkende forklæde, som er nemt og hurtigt at tage på. For hurtigere lukning af forklædet og bedre hygiejne er der magnetlukning.

- Skulderpuder
- Rengøringsvenligt ydermateriale
- Hygiejnisk forklæde uden lomme
- Intet kantbånd på lukningen for bedre hygiejne

3PU forklæde – Længde 110 cm

| mm Pb | Størrelse | Varenummer   |
|-------|-----------|--------------|
| 0,35  | XS        | SF21300OF110 |
|       | S         | SF21301OF110 |
|       | M         | SF21302OF110 |
|       | L         | SF21303OF110 |
|       | XL        | SF21304OF110 |
|       | XXL       | SF21305OF110 |
| 0,50  | XS        | SF21500OF110 |
|       | S         | SF21501OF110 |
|       | M         | SF21502OF110 |
|       | L         | SF21503OF110 |
|       | XL        | SF21504OF110 |
|       | XXL       | SF21505OF110 |

Længder kan bestilles i 5 cm intervaller mellem 90 og 130 cm.





Magnetlukning



Vælg blandt disse farver:

SILVER

ROYAL BLUE

PURPLE

BRONZE

ROSE

NAVY BLUE

RED

METALLIC GREEN

VIOLET

GREEN

METALLIC BLUE

ANTHRACITE

Kantbåndsfarver er vist på side 24.