

Easy-Fix forklæde

Easy-Fix Apron™

Easy-Fix forklædet er et halvdækkende forklæde, som giver god mulighed for at justere vægten ved at fordele den over skuldrene og hofterne ved hjælp af velcro-lukningen på hofterne. Dette sikrer bedst mulig komfort.



- Skulderpuder
- Rengøringsvenligt ydermateriale
- Praktisk lomme
Mulighed for broderi på lomme (mod et mindre pristillæg)
- Velcro-lukningen giver mulighed for bedst mulig vægtfordeling over skuldre og hofter.

Easy-Fix forklæde – Længde 110 cm


mm Pb	Størrelse	Varenummer
0,35	XS	SF20300OF110
	S	SF20301OF110
	M	SF20302OF110
	L	SF20303OF110
	XL	SF20304OF110
	XXL	SF20305OF110
0,50	XS	SF20500OF110
	S	SF20501OF110
	M	SF20502OF110
	L	SF20503OF110
	XL	SF20504OF110
	XXL	SF20505OF110

Længder kan bestilles i 5 cm intervaller mellem 90 og 130 cm.





Nemt og hurtigt
at tage på



Vælg blandt disse farver:

PURPLE

BLUE

METALLIC GREEN

BRONZE

ROSE

NAVY BLUE

RED

ANTHRACITE

VIOLET

GREEN

METALLIC BLUE

Kantbåndsfarver er vist på side 24.