

# Vest og skørt Frost

Frost™



Halvdækkende vest og skørt der kan kombineres i forskellige størrelser for at give den bedste personlige komfort og bevægelsesfrihed. Frost er designet til opgaver der kræver bedst mulig hygiejne. Derfor er der ingen kantbånd på hverken vest eller skørt, og vesten har magnetlukning som i modsætning til velcro tillader rengøring.

## Magnetlukning

Vesten kan lukkes på tre forskellige måder alt efter behov.

- Foran: Ovenpå vesten
- Foran: Under vesten
- Bag på vesten

## Skørtet findes i to varianter:

Et klassisk skørt til stående arbejde og et skørt med midterslids til siddende arbejde.

- Skulderpuder
- Rengøringsvenligt ydermateriale
- Hygiejnisk design
- Ingen kantbånd
- Ingen lommer
- Magnetlukning

## Vest Frost – Længde 58 cm


mm Pb	Str.	Varenummer
0,35	XS	SF63300OF058
	S	SF63301OF058
	M	SF63302OF058
	L	SF63303OF058
	XL	SF63304OF058
	XXL	SF63305OF058
0,50	XS	SF63500OF058
	S	SF63501OF058
	M	SF63502OF058
	L	SF63503OF058
	XL	SF63504OF058
	XXL	SF63505OF058

## Skørt Frost – Længde 58 cm

mm Pb	Str.	Varenummer
0,35	XS	SF65300OF058
	S	SF65301OF058
	M	SF65302OF058
	L	SF65303OF058
	XL	SF65304OF058
	XXL	SF65305OF058
0,50	XS	SF65500OF058
	S	SF65501OF058
	M	SF65502OF058
	L	SF65503OF058
	XL	SF65504OF058
	XXL	SF65505OF058

## Skørt Frost Split – Længde 58 cm

mm Pb	Str.	Varenummer
0,35	XS	SF64300OF058
	S	SF64301OF058
	M	SF64302OF058
	L	SF64303OF058
	XL	SF64304OF058
	XXL	SF64305OF058
0,50	XS	SF64500OF058
	S	SF64501OF058
	M	SF64502OF058
	L	SF64503OF058
	XL	SF64504OF058
	XXL	SF64505OF058



Frost er designet til opgaver der kræver bedst mulig hygiejne.



Vælg blandt disse farver:

PURPLE

BLUE

METALLIC GREEN

BRONZE

ROSE

NAVY BLUE

RED

ANTHRACITE

VIOLET

GREEN

METALLIC BLUE