

Easy-Wrap forklæde

Easy-Wrap™

Easy-Wrap forklædet er et heldækkende forklæde med beskyttelse både i front og ryg. Det har et indvendigt justerbart elastikbælte i taljen for at lette vægten på skuldrene. Easy-wrap forklædet er ideelt for personale, som arbejder med gennemlysning.

- Skulderpuder
- Praktisk lomme
Mulighed for broderi på lomme (mod et mindre pristillæg)
- Rengøringsvenligt ydermateriale
- Justerbar lukning som sikrer bedst mulig komfort
- Weight-Away – elastikbælte indsyet i taljen, justerbar lukning af bæltet foran for at sikre bedst mulig komfort.



Easy-Wrap forklæde – Længde 110 cm

mm Pb front	mm Pb ryg	mm Pb overlap	Str.	Varenummer
0,35	0,25	0,70	XS	SF52320OF110
			S	SF52321OF110
			M	SF52322OF110
			L	SF52323OF110
			XL	SF52324OF110
			XXL	SF52325OF110
0,35	0,35	0,70	XS	SF52330OF110
			S	SF52331OF110
			M	SF52332OF110
			L	SF52333OF110
			XL	SF52334OF110
			XXL	SF52335OF110

Længder kan bestilles i 5 cm intervaller mellem 90 og 130 cm.



Vælg blandt disse farver:

PURPLE

BLUE

METALLIC GREEN

BRONZE

ROSE

NAVY BLUE

RED

ANTHRACITE

VIOLET

GREEN

METALLIC BLUE

Kantbåndsfarver er vist på side 24.