

# Anden strålebeskyttelse



## Half Apron

Dette forklæde findes i tre forskellige størrelser og med to forskellige blyækvivalenser. Velcro-lukning gør, at forklædet er let at tage af og på.

mm Pb	Størrelse	Mål	Varenummer
0,35	S	30x30	SF3031LL
	M	40x40	SF3032LL
	L	50x50	SF3033LL
0,50	S	30x30	SF3051LL
	M	40x40	SF3052LL
	L	50x50	SF3053LL

Forklædet leveres i Light Lead.

## Brystbeskyttelse

Brystbeskyttelsen findes i to forskellige størrelser og to forskellige blyækvivalenser. Velcro-lukning gør, at den er nem at tage af og på.

mm Pb	Størrelse	Varenummer
0,35	S	SF9531LL
	L	SF9532LL
0,50	S	SF9551LL
	L	SF9552LL

Brystbeskytteren leveres i Light Lead.



## Allround afdækning

Patientafdækning til specielle formål f.eks. livmoder eller bryst. Sys i mål efter ønske, og kan leveres i Pb 0,35 mm eller Pb 0,5 mm.

Half apron, brystbeskyttelse og allround afdækning fremstilles kun i Light Lead.