

Easy-Drop forklæde

Easy-Drop Apron™

Easy-Drop forklædet er et halvdækkende forklæde med velcro-lukning både på hofter og skuldre, som gør, at forklædet kan tages af meget hurtigt og nemt. Når undersøgelsen er færdig, kan man blot åbne velcro-lukningen på skuldre og hofte og lade forklædet glide af. Velcro-lukningen på skuldrene giver også mulighed for at justere længden på forklædet for bedst mulig komfort.


- Rengøringsvenligt ydermateriale
- Velcro-lukningen giver mulighed for bedst mulig vægtfordeling over skuldre og hofter
- Nemt at tage på og tage af
- Justerbar velcro-lukning
- Praktisk lomme
Mulighed for broderi på lomme (mod et mindre pristillæg)



Easy-Drop forklæde – Længde 110 cm

mm Pb	Størrelse	Varenummer
0,35	XS	SF41300OF110
	S	SF41301OF110
	M	SF41302OF110
	L	SF41303OF110
	XL	SF41304OF110
	XXL	SF41305OF110
0,50	XS	SF41500OF110
	S	SF41501OF110
	M	SF41502OF110
	L	SF41503OF110
	XL	SF41504OF110
	XXL	SF41505OF110

Længder kan bestilles i 5 cm intervaller mellem 90 og 130 cm. Alle modeller kan fås i materialerne Opaque Fusion® (blyfrit materiale) og Light Lead (blyholdigt materiale).



Justerbar
velcro-lukning



Vælg blandt disse farver:

SILVER

ROYAL BLUE

PURPLE

BRONZE

ROSE

NAVY BLUE

RED

METALLIC GREEN

VIOLET

GREEN

METALLIC BLUE

ANTHRACITE

Kantbåndsfarver er vist på side 24.



HOVEDKONTOR
Santax Medico
Bredskifte Allé 11
8210 Aarhus V

REGIONSKONTOR
København:
Produktionsvej 3
2600 Glostrup

Tlf. 70 13 30 20
Fax 70 13 30 22
Service 70 13 30 10

Info@santax.com
service@santax.com
salg@santax.com

Santax Medico
SANTAX NORDIC GROUP

www.santax.com