


Thyreoidea-beskyttelse

Blød og behagelig thyreoidea-krave som findes i **forskellige modeller** og to forskellige blyækvivalenser: 0,35 mm Pb og 0,50 mm Pb. Kraven er udstyret med praktisk magnetlukning. Størrelsen kan justeres med magnetlukningen.



Thyreoidea-kraver	Model	mm Pb	Længde	Varenummer
	723, flad	0,35	60 cm	SF7231LL
	725, flad	0,50	60 cm	SF7251LL
	733	0,35	56 cm	SF7331OF
	735	0,50	56 cm	SF7351OF
Model 733/735 kan også leveres i længde 46 cm eller 60 cm. Tilhæftning mellem krave og forklæde kan tilkøbes. Forhindrer krave og forklæde i at blive væk fra hinanden.				

Model 723/725 kan kun fås i Light Lead. Model 733/735 kan fås i Opaque Fusion® og (blyfrit materiale) og Light Lead (blyholdigt materiale).





HOVEDKONTOR
Santax Medico
Bredskifte Allé 11
8210 Aarhus V

REGIONSKONTOR
København:
Produktionsvej 3
2600 Glostrup

Tlf. 70 13 30 20
Fax 70 13 30 22
Service 70 13 30 10

Info@santax.com
service@santax.com
salg@santax.com

Santax Medico
SANTAX NORDIC GROUP

www.santax.com