

Split Wrap forklæde

Split Wrap™

Split Wrap forklædet er et heldækkende forklæde med beskyttelse både i front og ryg. Det har en åbning på ryggen som giver brugeren større bevægelsesfrihed, og desuden også luft på ryggen. Forklædet kan bestilles med forskellig blyækivalens i front og ryg.




- Åbning på ryggen
- Rengøringsvenligt ydermateriale
- Slids i siden
- Skulderpuder
- Leveres med praktisk lomme
Mulighed for broderi på lomme (mod et mindre pristillæg)
- Weight-Away – elastikbælte indsyet i taljen, justerbar lukning af bæltet foran for at sikre bedst mulig komfort.

Split Wrap forklæde – Længde 110 cm

mm Pb front	mm Pb ryg	mm Pb overlap	Str.	Vare-nummer
0,35	0,25	0,70	XS	SF54320OF110
			S	SF54321OF110
			M	SF54322OF110
			L	SF54323OF110
			XL	SF54324OF110
			XXL	SF54325OF110
0,35	0,35	0,70	XS	SF54330OF110
			S	SF54331OF110
			M	SF54332OF110
			L	SF54333OF110
			XL	SF54334OF110
			XXL	SF54335OF110

Længder kan bestilles i 5 cm intervaller mellem 90 og 130 cm.



Forklædet kan bestilles med forskellig blyækvivalens i front og ryg.

Weight-Away
– elastikbælte indsyet i taljen, justerbar lukning af bæltet foran for at sikre bedst mulig komfort.

Vælg blandt disse farver:

SILVER

ROYAL BLUE

PURPLE

BRONZE

ROSE

NAVY BLUE

RED

METALLIC GREEN

VIOLET

GREEN

METALLIC BLUE

ANTHRACITE

Kantbåndsfarver er vist på side 24.