

Vest og Skørt Relief Wrap

Vest & Skirt Relief Wrap™

Heldækkende vest og skørt der kan kombineres i forskellige størrelser for at give den bedste personlige komfort og bevægelsesfrihed. Ideel for personale som ønsker allround beskyttelse og arbejder med længerevarende undersøgelser. Indvendigt elastikbælte i skørt og vest for bedre komfort.



- Skulderpuder
- Rengøringsvenligt ydermateriale
- Praktisk lomme
Mulighed for broderi på lomme (mod et mindre pristillæg)
- Elastikbælte i vest og skørt


Vest Relief Wrap – Længde 58 cm

mm Pb front	mm Pb ryg	mm Pb overlap	Str.	Vare-nummer
0,35	0,25	0,70	XS	SF66320OF058
			S	SF66321OF058
			M	SF66322OF058
			L	SF66323OF058
			XL	SF66324OF058
			XXL	SF66325OF058
0,35	0,35	0,70	XS	SF66330OF058
			S	SF66331OF058
			M	SF66332OF058
			L	SF66333OF058
			XL	SF66334OF058
			XXL	SF66335OF058

Skørt Relief Wrap – Længde 58 cm

mm Pb front	mm Pb ryg	mm Pb overlap	Str.	Vare-nummer
0,35	0,25	0,70	XS	SF67320OF058
			S	SF67321OF058
			M	SF67322OF058
			L	SF67323OF058
			XL	SF67324OF058
			XXL	SF67325OF058
0,35	0,35	0,70	XS	SF67330OF058
			S	SF67331OF058
			M	SF67332OF058
			L	SF67333OF058
			XL	SF67334OF058
			XXL	SF67335OF058

Længder kan bestilles i 5 cm intervaller mellem 53 og 73 cm. Kan bestilles med forskellig blyækivalens i front og ryg efter ønske.



Vælg blandt disse farver:

SILVER

ROYAL BLUE

PURPLE

BRONZE

ROSE

NAVY BLUE

RED

METALLIC GREEN

VIOLET

GREEN

METALLIC BLUE

ANTHRACITE

Kantbåndsfarver er vist på side 24.