

Vest og Skørt Wrap

Vest & Skirt Wrap™

Heldækkende vest og skørt der kan kombineres i forskellige størrelser for at give den bedste personlige komfort og bevægelsesfrihed. Ideel for personale som ønsker allround beskyttelse og arbejder med længerevarende undersøgelser.

- Skulderpuder
- Rengøringsvenligt ydermateriale
- Praktisk lomme
Mulighed for broderi på lomme (mod et mindre pristillæg)
- Justerbar lukning på skørt for ideel komfort




Vest model Wrap – Længde 58 cm

mm Pb front	mm Pb ryg	mm Pb overlap	Str.	Varenummer
0,35	0,25	0,70	XS	SF61320OF058
			S	SF61321OF058
			M	SF61322OF058
			L	SF61323OF058
			XL	SF61324OF058
			XXL	SF61325OF058
0,35	0,35	0,70	XS	SF61330OF058
			S	SF61331OF058
			M	SF61332OF058
			L	SF61333OF058
			XL	SF61334OF058
			XXL	SF61335OF058

Skørt model Wrap – Længde 58 cm

mm Pb front	mm Pb ryg	mm Pb overlap	Str.	Varenummer
0,35	0,25	0,70	XS	SF62320OF058
			S	SF62321OF058
			M	SF62322OF058
			L	SF62323OF058
			XL	SF62324OF058
			XXL	SF62325OF058
0,35	0,35	0,70	XS	SF62330OF058
			S	SF62331OF058
			M	SF62332OF058
			L	SF62333OF058
			XL	SF62334OF058
			XXL	SF62335OF058

Længder kan bestilles i 5 cm intervaller mellem 53 og 73 cm. Kan bestilles med forskellig blyækivalens i front og ryg efter ønske.



Justerbar lukning
på skørt for ideel
komfort

Ideel for personale
som ønsker allround
beskyttelse



Vælg blandt disse farver:

SILVER

ROYAL BLUE

PURPLE

BRONZE

ROSE

NAVY BLUE

RED

METALLIC GREEN

VIOLET

GREEN

METALLIC BLUE

ANTHRACITE

Kantbåndsfarver er vist på side 24.