



Hotel Park, Middelfart

22. maj 2024

- 12.15 Velkomst og program
v/salgschef Hilmar Halldórsson og
applikationsspecialist Hanna Sjørsløv
- 12.30 Frokost i restauranten
- 13.15 Trådløse detektorer med
indbyggede målekamre:
Skal vi til at bruge målekammer-
teknik til ekstremiter?
v/applikationsspecialist Zaan
Pouwels (NL), Canon Europe
- 14.00 Få styr på dosis - faldgruber og
genveje. Hvornår fordobles dosis ved
øgning af kV? Ændring i SID, hvor
meget skal dosis øges/sænkes?
Patienttykkelse og dosis
v/fysiker Thilde Kofoed
- 15.00 Kaffepause
- 15.30 Generel røntgenteknik 1:2
Anodehæeffekt, fin/grov fokus, kV-
kompensering
v/røntgentekniker Lars Andersen
- 16.15 Hverdagens udfodringer: stil dit
spørgsmål til andre radiografer.
- 18.30 3-retters middag i restauranten

23. maj 2024

- 08.00 Morgenmad
- 09.15 Intelligent noise reduction
Hør hvordan du kan sænke
dosis, uden at gå på kompromis
med billedkvaliteten
Case: Stående thorax uden raster på
Rigshospitalet”
v/applikationsspecialist Hanna
Sjørsløv
- 10.15 Billedoptimering og
generatorindstillinger
v/applikationsspecialist Hanna
Sjørsløv
- 11.00 Nyt fra Santax Medico
v/salgschef Hillmar Halldórsson
- 11.30 Frokost
- 12.30 Fremtidens røntgensystemer
v/applikationsspecialist Hanna
Sjørsløv
- 13.15 Generel røntgenteknik 2:2
Målekamre og generatorteknik
v/røntgentekniker Lars Andersen
- 14.00 opsamling og evaluering
- 14.30 Tak for denne gang